

permobil



Genialt enkelt

Nå har vi funnet den rette kombinasjonen, en robust stol med frekt design. Vi har laget neste generasjons setedesign, til våre to mest kompakte chassis, C300 og C350.

Velger du kombinasjonen Permobil C300TS får du en forhjulsdrevet Permobil med alt du forventer deg av en sikker og moderne stol med høy "value for money" faktor. TS setets enkle grunntanke gjør at den har en ren form. Setets ramme har en integrert UniTrack skinne som brukes for å justere setedybde og armlene høyde. Skinnen gjør også at du enkelt justerer posisjoner på eventuelle støtter.

C300
TS

EL. FUNKSJONER



Elektrisk regulerbar setevinkling og rygg.

CHASSISFARG



Sort



Trinnløst justerbar setedybde og armlenehøyde.



Både rygg og sete består av tett-sittende, meget sterke velcrobånd som du kan regulere.



Delbare felger med samme farge som chassis.



Elektrisk justerbar seteløfter.



Elektrisk justerbare benstøtter.



Standard VR2 elektronikk for to elfunksjoner.

C300 TS™ SPESIFIKASJONER

Vekt inkl. batterier	149 kg	Ryggstøtتهøyde	450/600 mm
Lengde	1080 mm	Armlenehøyde	190–390 mm
Bredde	620 mm	Batterikapasitet	2x60 Ah
Minste transportlengde	883 mm	Kjørelengde	30–35 km
Setehøyde	460–510 + 200 mm seteløft	Maks hastighet	7 km/h
Setebredde	380–530 mm	Snuradius	625 mm
Setedybde	380–550 mm	Brukers maks vekt	136 kg

Spesifikasjoner er avhengig av hvordan rullestolen er konfigurert. Utarbeidet og utgitt av Permobil AB, Sverige Mars 2012.



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Industriveien 16,
1481 HAGAN, Norge.
Tel: 815 30 077. Faks: 67 07 99 59.
E-post: ks@permobil.com
www.permobil.no