



Chairman HD

EN STOR STOL FOR STORE FOLK



HD

Chairman Heavy Duty er en råsterk stol. Bygd for litt tyngre personer. Chassiset er bredere og forsterket. Seterammen er kraftigere. Ryggstøtten har en ekstra kraftig ryggplate og setet er dypere, bredere og med høyere ryggstøtte.



CHAIRMAN HD

MÅL OG YTELSE

Lengde	1120 mm
Bredde	700 mm
Minste trp.lengde	920 mm
Setehøyde	550 mm
Setehøyde med el.seteløfter	550-750 mm
Vekt inkl. batterier	165 kg
Batterikapasitet	2x73 Ah
Ladetid	ca. 8 tim
Kjørelengde	30-35 km
Maks hastighet	6,5 km/t
Bremseleengde	1200 mm
Snuradius	750 mm
Hindertagning	60 mm
Brukerens maksimalvekt	200 kg
Setebredde	480/530/580 mm
Setedybde	435-635 mm
Ryggstøtkehøyde	720 mm
Armstøtkehøyde	justerbara
Avstand mellom armstøtter	470/520/570 mm
Avstand setepute - fotplate	400-500 mm
Ryggstøttevinkel - justerbar	90° - 135° manuell/el
Beinstøttevinkel - justerbar	90° - 135° manuell/el

VALGFRI STANDARDTILPASSING

Valgfritt trekk: skai, stoff

Valgfri setedybde: 43, 48, 53, 58 og 63 cm

Valgfri setebredde: 48, 53 og 58 cm

Valgfri armstøttelengde: 35 og 40 cm

TILLEGGSFUNKSJONER

Seteløfter

Setevinkling 25°

Benstøtter med delt fotplate

Benstøtter med hel fotplate

Elektrisk regulering av beinstøtter

- Breder og forsterket Chairman-chassis.
- Støttehjul foran er standard.
- Dobbeltmonterte svinghjul gir bedre fremkommelighet på mykt underlag.
- Breder og kraftigere seteramme.
- Kraftig ryggstøtte i metall.
- Elektronikk som kan programmeres etter brukerens behov.



Setesrammen er kraftigere



Seteløfter 20 cm



Elektrisk regulert setevinkling



Elektrisk regulering av ryggstøtte og benstøtter



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Hvamsvingen 22,
2013 Skjetten, Norge.
Tel: 815 30 077. Faks: 63 84 48 50.
E-post: ks@permobil.no
www.permobil.no