



Koala Miniflex

EN FIFFIG LITEN STOL



KOALA

MÅL OG YTELSE

Lengde965 mm
Bredde560 mm
Minste trp.lengde mm710 mm
Setehøyde410 mm
Setehøyde med el.seteløfter410-660 mm
Vekt inkl. batterier85 kg
Batterikapasitet2x40 Ah
Ladetidca. 5 tim
Kjørelengde25-30 km
Maks hastighet6,5 km/t
Bremselengde1000 mm
Snuradius570 mm
Hindertagning60 mm
Brukerens maksimalvekt35 kg
Setebredde250/300/350 mm
Setedybde250/300/350 mm
Ryggstøtkehøyde325/375/425 mm
Armstøtkehøydejusterbar
Avstand mellom armstøtter250-350 mm
Avstand setepute - fotplate130-340 mm
Ryggstøtkevinkel - justerbar90°-165° manuell
Beinstøtkevinkel - justerbar90°-150° manuell



Leddet bakhjulsoppheng gir bakkekontakt også på ujevnt underlag.

VALGFRI STANDARDTILPASSING

Farger: rød, gul

Valgfritt trekk: skai, stoff

Valgfri setebredde/dybde: 25x25cm, 30x30cm, 35x35cm

Valgfri ryggbredde/høyde: 25x33cm, 30x38cm, 35x43cm

Valgfri armstøttelengde: 20cm, 25cm



Seteløfter 41-66 cm



Setevinkel 0-25°



Sittestilling -5°

- Styreboksen er utsvingbar på en av sidene eller innebygd i bordet med avtagbar styrespak.
- Leddet bakhjulsoppheng gir bakkekontakt også på ujevnt underlag.
- Fotplaten kan vinkles og finnes i to størrelser.
- Justerbar støtte for hode, armer, kropp og lår.
- Reflekser på hjulene.
- Elektronikk som kan programmeres etter brukerens behov.
- Ergonomisk utformet sete med mange justeringsmuligheter.



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Hvamsvingen 22,
2013 Skjetten, Norge.
Tel: 815 30 077. Faks: 63 84 48 50.
E-post: ks@permobil.no
www.permobil.no