



X850 TS

EN FØLELSE AV FRIHET



X850
TS

Rask og sterk utestol med
et fleksibelt sete.

Foto, Lasse Berre



EL. FUNKSJONER



Seteløfter



Ryggvinkling



Setevridning
(bare med seteløfter)



Akselavstand



Setevinkling

CHASSISFARGER



Blå



Sort




Rød



Robust justerbart fjæringssystem, uavhengig fjæring på framhjul.



Fotplate med hardføre gummi-dempere.



Justerbar akselavstand, som tilbehør også elektrisk regulert.



Setevridning som tilbehør.



Trinnløs justerbar setedybde og armlene høyde.



Både rygg og sete består av tettsittende, meget sterke velcrobånd som du kan regulere.



Transportfeste



Ledsagerstyring

X850 TS SPESIFIKASJONER

Vekt inkl. batterier	190 kg	Ladetid	ca 11 tim
Lengde	1260-1460 mm	Kjørelengde	35-45 km
Bredde	720 mm	Maks hastighet	10 km/h
Minste trp. lengde	1260 mm	Snuradius	1680 mm
Setebredde	380-530 mm	Hindertagning	110 mm
Setedybde	380-550 mm	Bremselengde	2000 mm
Ryggstøtتهøyde	450/600 mm	Brukerens maksimalvekt	136 kg
Batterikapasitet	2 x 97Ah		



THE POWER OF MOBILITY

Permobil AS, Industriveien 16,
1481 HAGAN, Norge.
Tel: 815 30 077. Faks: 67 07 99 59.
E-post: ks@permobil.com
www.permobil.no