

## KOLLISJONSTESTEDE MODELLER 2009-04-06

Permobil har i samarbeid med Volvo Safety Cars Centre kollisjonstestet mange av våre modeller. Stolene nedenfor er testet etter gjeldende standarder. Alle modeller er godkjent med bruker i rullestolen ved kjøring, forutsatt bruk av bilens sikkerhetsbelte.

4-punkt kollisjonstest, rullestol festes med godkjente stropper.  
Testet etter normen ISO 7176-19

Chairman 2 Corpus  
C300 Corpus, C300 CS, C300 PS  
K300 PS Jr  
C350 Corpus,  
C400 Corpus, C400 VS  
K450 MX  
C500 Corpus, C500 RS, C500 VS  
X850 Corpus

Kollisjonstest med Permolock C3  
Testet etter normen ISO 10542-3  
Stolen kan kjøres eller rygges inn i låsen.  
Sideveis transport er kun transportfeste uten bruker i stol.

C300 Corpus,  
K300 PS Jr  
C350 Corpus,  
K450 MX



Kollisjonstest med Permolock C.  
Testet etter normen ISO 10542-3

C400 Corpus, C400 VS  
C500 Corpus, C500 RS, C500 VS

