



PERMOFIX



























er et modulsystem. Stenger kan kobles sammen med ulike koblinger og fritt justeres i ulike vinkler, fikseres i rett posisjon ved å stramme skruen. Like lett å låse som å løsne. Stengene kan lett monteres i og ut av de ulike koblingsdelene. Justering kan enkelt gjøres når som helst. Systemet tilbyr en stabil fiksering i alle retninger. Gjennom kombinasjon av de vanligste delene kan mange ulike moduler bygges sammen. Disse modulene gir mulighet til å slå sammen ulike enheter på et enkelt og fleksibelt sett. PERMOFIX modulsystem gir mulighet til utallige kombinasjoner og løsninger. Unike PERMOFIX detaljer gjør det lett å kombinere med andre system. Stengene kan kappes til ved behov. Spesielt ved tilpassinger viser PERMOFIX sine unike egenskaper.



Eksempel Kit Rullestol

PERMOfix™

GRUNNPAKKE

-  **Hus Base**
0027-2063a (10 stk.)
-  **Kombi Ende**
0027-2029a (5 stk.)
-  **Base Forlenging**
0027-2006a (1 stk.)
-  **Sideuttak Ende 8mm**
0027-2040a (4 stk.)
-  **Låsekulestøtte**
0027-2017a (16 stk.)
-  **Låsekulestøtte Forlenging**
0027-2007a (1 stk.)
-  **Låsekule**
0027-2001a (20 stk.)
-  **Bolt M5x20**
7000-2055a (15 stk.)
-  **Stang Ø8x50**
0027-2010a (5 stk.)
-  **Stang Ø8x75**
0027-2011a (5 stk.)
-  **Stang Ø8x100**
0027-2012a (5 stk.)
-  **Stang Ø8x150**
0027-2013a (5 stk.)
-  **Stang Ø8x200**
0027-2014a (5 stk.)
-  **Stang Ø8x250**
0027-2015a (5 stk.)
-  **Stang Ø8x300**
0027-2016a (5 stk.)
-  **Svanehals 150mm**
0027-7017a (1 stk.)
-  **Unbrakonøkkel 4mm**
7000-2057a (1 stk.)
-  **Bas ende**
0027-2002a (10 stk.)
-  **Festeplate**
0027-2009a (6 stk.)
-  **Mellomlås**
0027-2041a (4 stk.)
-  **Fordeler**
0027-2004a (4 stk.)
-  **Låsekulestøtte dobbel**
0027-2052a (4 stk.)
-  **Låsekulestøtte forlenget**
0027-2039a (10 stk.)
-  **Kon**
0027-2035a (15 stk.)
-  **Kon med gjenger**
0027-2030a (15 stk.)
-  **User Guide**
0027-8030a (1 stk.)

OPPGRADERING PERMOBIL

-  **Display Feste**
0027-2008a
-  **Permobil Adapter**
0027-2005a, 80 mm
0027-2083a, 250 mm
-  **Sideuttak Ende 14 mm**
0027-2058a
-  **Støtte for 14 mm**
0027-2059a
-  **Adapter UniTrack**
0027-2055a

KIT RULLESTOL

- Armlenemontert Compact Joystick**
1824777
- Armlenemontert Mini Joystick**
1824779
- Armlenemontert Compact Joystick og Multicontroller**
1824780
- Armlenemontert Mini Joystick og Multicontroller**
1824781
- Armlenemontert Multicontroller**
1824776
- Sentermontert Compact Joystick**
1824778
- Sentermontert Mini Joystick**
1824775



Grunnpakke + Oppgraderingssats Permobil
0027-7029a (inkl. 0027-7023a+0027-7028a)

Grunnpakke
0027-7023A

Oppgraderingssats Permobil
0027-7028A

MODULER

-  **Brytersett Compact Joystick**
0035-7011a
-  **Bryter dobbel Compact Joystick**
0035-7014a
-  **Permofix Base kobling**
0027-7005a
-  **Permofix Base sideutgang 8 mm**
0027-7004a
Permofix Base sideutgang 14mm
0027-7027a
-  **Permofix Base kombi ende**
0027-7025a
-  **Permofix Base festeplate**
0027-7006a
Permofix Festeplate med sideutgang 8mm
0027-7024a
-  **Permofix Feste Compact Joystick 8 mm**
0035-7009a
Permofix Feste Compact Joystick rør hakestyring
0035-7010a



Permobil AS

Hvamsvingen 22
2013 Skjetten, Norge
Tel: 48 12 90 00
Faks: 63 84 48 50

www.permobil.no